


## v-gel® advanced

Cat



Rabbit



- Supraglottic Airway Devices(SGADs)로 알려진 마취 튜브입니다.
- V-gel advanced는 ET Tube를 대체할 수 있는 장비로 안전하고 효과적으로 기도를 확보하여 기관지 섬모 손상 방지 효과가 있으며 동물전용으로 연구 개발된 제품입니다.

### 특징

- 후두와 기관 손상 없는 기도 확보가 가능하여 수술 후 회복이 빠르다.
- 쉽고 빠르게 장착이 가능하여 호흡과 마취가스 조절이 신속하게 진행이 가능하다.
- 기도가 좁아지지 않아 호흡이 안정적이다.
- 일회용으로 환자간 교차 감염을 방지한다.
- 치과 시술 중 움직임에 의한 기도 손상이 없다.
- 몸무게에 맞게 디자인 된 크기 선택이 가능하다.





# Specification



## CAT v-gel® Sizing Guide

Size	Ideal body weight of cat	Product code
C0	0.5 – 1kg (1 – 2lb)	D40000
C1	1 – 2kg (2.5 – 4.5lb)	D40001
C2	1.5 – 3.5kg (3 – 8lb)	D40002
C3	3 – 5kg (6.5 – 11lb)	D40003
C4	4.5 – 6kg (10 – 13lb)	D40004
C5	6kg+ (13lb+)	D40005




## RABBIT v-gel® Sizing Guide

Size	Ideal body weight of cat	Product code
R1	0.6 – 1.5kg (1.3 – 3.5lb)	D30001
R2	1 – 2kg (2 – 4.5lb)	D30002
R3	1.8 – 3.5kg (4 – 8lb)	D30003
R4	2.5 – 4kg (5 – 9lb)	D30004
R5	3.5 – 5kg (8 – 11lb)	D30005
R6	4.5kg+ (10lb+)	D30006



## 삽입도

### 고양이



### 토끼

